

ALVEJAPOLL PERACET

"ALVEJANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS "A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO ESTABILIZADO""

MODO DE AÇÃO	Age por meio de ácido peracético estabilizado que ataca "MAPAS" e "MANCHAS" diversas impregnadas nos tecidos, removendo-as, sem agredir suas fibras, mesmo as que não saíram com os produtos tradicionais. Em geral são manchas de sangue, urina ou fezes. Ao contrário dos produtos a base de hipoclorito, penetra em maior profundidade. Degerma com as melhores propriedades modernas e ecológicas do ácido peracético, e não revela as manchas de clorexidina como ocorre com o cloro, mas mantém o alto poder do ácido peracético e este produto novo penetra em maior profundidade.
USADO EM	Usado especialmente para lavagens em hospitais, hotéis, lavanderias profissionais e institucionais, com muita contaminação de germe patogênico. Usado tanto em lavagem por máquinas comuns como por máquinas com dosadores automáticos, ou até mesmo em processo de lavagem manual.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se deseja uma alta degermação com máxima segurança e uma aplicação de rápido uso, ou quando se tem atrasos nas execuções e se deseja recuperar o tempo.
OUTROS USOS	Como seguro germicida para tratamento de roupas contaminadas por bactérias, bacilos, fungos, vírus, líquens, etc.
PRINC. ATIVO	Ácido Peracético.
INDICADO PARA	Alvejar, degermar e remover manchas de roupas que são de difícil remoção nos processos com sabões comuns. Remove "mapas" que estão impregnando roupas diversas, até mesmo já com alguns dias de impregnação, isto é, "sujidades recentes" e "sujidades antigas".
DILUIÇÃO	Em geral se utilizam 10 ml do produto para cada quilograma de roupa seca ou de acordo com o grau de sujidade.
PREPARO	Colocar água e a roupa na máquina. Antes de tudo, separar as roupas "de cor" das roupas "brancas" e medir o produto de acordo com a capacidade da máquina e o grau de sujidade da roupa.
APLICAÇÃO	Aplicar o produto 3 minutos após a aplicação do DETERROUPOLL DUOMIX (A) Dosagem Manual : adicionar a água, a roupa e o produto DETERROUPOLL DUOMIX e após 3 minutos aplicar este, diretamente na máquina. Nos casos de manchas resistente a tudo utilizá-lo em "tanques de molho", tendo-se o cuidado de fazer prévia diluição com água, em geral a 5%. (B) Dosagem Automatizada : adicionar antes o DETERROUPOLL DUOMIX e após bater 3 minutos adicionar o produto nos dosadores e regular a dosagem para 10 (dez) ml do produto por quilo de roupa seca, deixar bater os dois produtos por mais 20 minutos. Depois enxaguar com muita água e secar. Não é necessário o uso de amaciante, mas pode - se usá - lo se optar pela própria vontade, pois as roupas já sairão macias.
CONSERVAÇÃO	Repetir o mesmo processo de lavagem sempre que houver necessidade.
RENDIMENTO	Em geral com 1L do produto se pode alvejar e degermar 100kg de roupa seca.
VANTAGENS	(1) Limpa por etapas: a) tira mancha. b) desagrega a sujeira. c) alveja. d) degerma (2) Libera o oxigênio ativo e alveja de modo gradual e suave (3) Não ataca as fibras dos tecidos como é o caso dos hipocloritos e águas sanitárias (similares da Q-bonita) (4) Prolonga a vida útil das peças de roupas (5) Aumenta a "brancura" das roupas com a repetição nas sucessivas lavagens (6) Gera forte ação germicida e gera brilho nas roupas coloridas, principalmente.

COMPOSIÇÃO	Ácido Peracético, Ácido Acético, Peróxido de Hidrogênio, Sequestrante, Acidulante, Tensoativo Catiônico e Veículo aquoso deionizado. Princípio Ativo : Ácido Peracético.
PROPRIEDADES	Coloração transparente, leve odor predominante tipo vinagre, PH (2,7 a 3,0) levemente ácido estabilizado e tamponado, caráter oxidante, biodegradável, não inflamável.
TOXIDEZ	Baixíssima.
CUIDADOS	PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. CENTRO DE INTOXICAÇÕES: (CETOX 0800-722-6001)
E.P.I.	Óculos com proteção lateral e luvas, ambos de borracha.
SUBSTITUTOS	Pode ser substituído por outros produtos: Clorox, Clorox, Clorox, Hipocloritos, etc. Mas observe bem que os fatores de qualidade e rendimento são diferentes.
CLIENTES	Hospitais, clínicas, fábricas, frigoríficos, e similares, cozinhas industriais, lavanderias industriais, navios, clubes, colégios e internatos, indústrias que tem lavanderia própria, etc.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mesquita Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO MS: 3.02321-7 / PRODUTO SANEANTE COM CERTIFICAÇÃO NA ANVISA : Nº 25351.538633/2016-11.
VALIDADE	06 meses a partir da data de fabricação.
EMBALAGENS	PEAD 70gr 1 Lt, PEAD 300gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt.
OPÇÕES	1-Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas coloração, espumação, viscosidades, PH (menor que 2), etc 2- Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar 3-Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.